

	Revisão 00	FICHA TÉCNICA FT 8.082	Emissão: 07/2020	
---	------------	---	-----------------------------------	---

FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL
ANVISA N°80163570049

FINALIDADE:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.


COMPOSIÇÃO:

1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300 ou 500ml;
2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
4. Tampa com rosca;
5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
6. Alça para fixação.
7. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



COD: 19000301 – FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL 300ML LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00 ANVISA N° 80163570049	 17898487863665
---	---



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração