DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO SEM EXTENSÃO NÃO ESTÉRIL (TIPO CONE)
ANVISA N°80163570030

FINALIDADE:
Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui dispositivo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda o extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:
Confeccionado em látex de borracha natural, lubrificado com pó bio - absorvível atóxico.

Tamanhos	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
04	33 a 37	13
05	38 a 42	13
06	43 a 47	13
07	48 a 52	13

Modelo de Embalagem:





Em embalagem primária na etiqueta constam os seguintes dados do produto:
Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso;
Código de barras.

EMBALAGEM:
Embalado individualmente em embalagem plástico.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto não estéril

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.