FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL
ANVISA N°80163570049

FINALIDADE:
Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:
1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300ml;
2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
4. Tampa com rosca;
5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
6. Alça para fixação.
7. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:





Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação.
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	01	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
08/2024	02	Rozilda R. Oliveira	"Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e alteração no Item 1.
04/2025	03	Rozilda R. Oliveira	Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.